

Bisco

CE

NB Instrument Kit

Composite Placement Instruments

Instructions for Use



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

IN-222R2
Rev. 3/19

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NB Instrument* Kit Composite Placement Instruments

Inspect instrument for damage prior to use. Do not use if there is any damage.

Clean instrument as soon as possible after use: Instruments can be washed by hand or ultrasonic or automatic washer using a non-corrosive, non-suds, neutral detergent. Do not use abrasives.

Sterilize before first use and between patients: Autoclave 20 minutes at 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments are manufactured by BISCO, Inc.

FR

NB Instrument* Kit Instruments pour la mise en place de composites

Vérifier que les instruments ne soient pas endommagés avant de les utiliser. Ne pas les utiliser s'ils sont endommagés.

Nettoyer l'instrument avant la première utilisation et aussitôt que possible après usage : les instruments peuvent être nettoyés à la main ou à l'aide d'un nettoyeur à ultrasons ou automatique et d'un détergent neutre, sans savon et non-corrosif. Ne pas utiliser d'abrasifs.

Stériliser avant la première utilisation et entre chaque patient : passer à l'autoclave 20 minutes à 121°C/250°F (15 psi)

* Les NB Instruments sont fabriqués par BISCO, Inc.

SE

NB Instrument* Kit Handinstrument för kompositthantering

Kontrollera förekomst av eventuella skador på instrumenten innan de används. Använd inte om skador förekommer.

Rengör instrument före användning första gången och så snart som möjligt efter användning: Instrumenten kan tvättas för hand eller i ultraljudsbad eller i automatisk diskmaskin, med användning av icke korrosivt, låglöddrande och neutralt rengöringsmedel. Använd inte skurmedel.

Sterilisera före användning första gången och mellan patienter: Autoklavera i 20 minuter vid 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments tillverkas av BISCO, Inc.

NL

NB Instrument* Kit **Instrumenten voor het aanbrengen van composiet**

Inspecteer het instrument vóór gebruik op eventuele schade. Gebruik het niet als er enige schade is.

Reinig het instrument voor het eerste gebruik en direct na ieder gebruik: instrumenten kunnen met de hand worden gewassen of in een ultrasone of automatische vaatwasser met een niet-bijtend, niet-schuimend, neutraal vaatwasmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen.

Steriliseer het instrument vóór het eerste gebruik en tussen patiënten in: 20 minuten in de autoclaaf bij 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments worden vervaardigd door BISCO, Inc.

NO

NB Instrument* Kit **Komposit plasseringsinstrument**

Sjekk instrument for skader før bruk. Skal ikke brukes hvis det er skadet.

Rengjør instrumentet før bruk, og rengjør snarest mulig etter bruk: Instrumentet kan vaskes for hand eller ved bruk av ultrasonisk eller automatisk vaskemaskin og bruk kun et ikke-korroderende, ikke-såpe, naturlig rengjøringsmiddel. Ikke bruk slipemidler.

Steriliser før bruk og mellom hver pasient. Autoklaveres i 20 minutter ved 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments er produsert av BISCO, Inc.

PT

NB Instrument* Kit **Instrumentos para a colocação de Compósito**

Verifique os instrumentos para se certificar de que não existem estragos antes de os utilizar. Se apresentarem estragos, não os utilize.

Limpe o instrumento antes da primeira utilização e logo que possível após utilizar: os instrumentos podem ser lavados à mão ou num Ultrasons ou Máquina de Lavar Automática utilizando um detergente neutro, não corrosivo e sem espuma. Não utilize abrasivos.

Esterilize antes da primeira utilização e entre pacientes: autoclave 20 minutos a 121°C/250°F (15 psi)

* Os NB Instruments são fabricados pela BISCO, Inc.

GR

NB Instrument* Kit Εργαλεία τοποθέτησης ρητινών

Επιθεωρήστε το εργαλείο για βλάβες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει κάποια ζημία.

Καθαρίστε το εργαλείο πριν την πρώτη χρήση και το συντομότερο δυνατόν μετά τη χρήση: Τα εργαλεία μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή με υπερήχους ή σε αυτόματο πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα ουδέτερο απορρυπαντικό που να μην είναι διαβρωτικό και χωρίς σαπουνάδα. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά.

Αποστειρώστε πριν από την πρώτη χρήση και μεταξύ των χρήσεων σε ασθενείς: Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο κλίβανο για 20 λεπτά στους 121°C/250°F (15 psi)

* Τα NB Instruments κατασκευάζονται από την BISCO, Inc.

RU

NB Instrument* Kit Инструменты Для Размещения Композита

Осмотрите инструменты на наличие повреждений перед использованием. Не используйте, если они повреждены.

Очистить инструмент перед первым использованием и как можно быстрее после использования: Инструменты могут быть промыты вручную, в ультразвуковом или в автоматическом очистителе, используя не агрессивное, не пенящееся, нейтральное моющее средство. Не используйте абразивные очистители.

Стерилизуйте до первого употребления и между пациентами. Автоклавируйте 20 минут при 121°C/250°F (15 psi)

* NB Instruments произведены BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368
www.bisco.com

EC REP

BISCO France
208, allée de la Coudoulette
13680 Lançon de Provence
France
33-4-90-42-92-92